
系統名

WKY.Cg-clest/IET

遺伝子診断法

原因遺伝子の近傍に位置するマーカーとして,D10Rat148(100 bp < SD < WKY = 155bp),D10Rat55(100 bp < WKY < SD < 200bp) および D10Got216(100 bp < SD < WKY < 200bp) の 3 座の遺伝子型を判定(下図参照)し,いずれも SD 由来のアレルを持つ場合にヘテロ型と判定している。



M, 100 bp ladder; 1, SD (founder); 2, WKY/NCrlCrlj; 3, F1 animal